

Zahnmedizin



Rotierende Schleif- und Polierinstrumente

[a]priori

made
in
Germany

Perfect Surfaces.





Zahnmedizin

Inhaltsverzeichnis

	DIASYNT® PLUS	Zirkonoxid, Lithium-Disilikat	4
	CERASTONE	Keramik, Komposit	4
	DIAPOL®	Keramik	5
	DIAPRO	Lithium-Disilikat, Feldspatkeramik	6
	DIACERA	Zirkonoxid, Aluminiumoxid	6
	ECOCERAM	Keramik	7
	UNIVERSAL	Keramik, Komposit, Edelmetall, Amalgam	7
	DIACOMP® PLUS	Komposit	8
	ECOCOMP	Komposit	9
	EVEFLEX	Gold, Amalgam, NEM-Legierungen	9
	FLEXI-DIA	Keramik, Komposit	10
	FLEXI-D	Komposit, Gold, Amalgam	10
	PROPHY TWIST	Prophylaxe	11
	PROPHY PLUS	Prophylaxe	11
	DIASTRIPS	Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz	12
	CARBOSTRIPS	Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz	13
	PLUS ANMISCHBECHER		14
	MIX ANMISCHBECHER		14
	TRÄGER		15
	BOHRERSTÄNDER		15



Diamantiert



Einmalgebrauch



Körnung



Empfohlene Drehzahl



Verpackungseinheit



DIASynt® plus

Keramik (Zirkonoxid, Lithium-Disilikat, Verblendkeramik, Silikatkeramik)

- DE
- Synthetisch gebunden und diamantiert
 - Hohe Abtragsleistung
 - Minimierte Hitzeentwicklung
 - Ohne Wasserkühlung verwendbar
 - Zum Ausdünnen der Kronenränder



grob
mittel



8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹



1, 10 Stück



Art.-Bez.:	DYP-W11g	DYP-W13g	DYP-W9g	DYP-W11m	DYP-W13m	DYP-W9m
Art.-Nr.:	8081	8083	8079	8181	8183	8179
Maße (mm):	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3

CERASTONE

Keramik, Komposit

- DE
- Keramik gebundene Schleifkörper
 - Siliziumcarbid und Edelkorund Körnung
 - Zur Feinstausarbeitung der Oberfläche

KÖRNUNG / GRIT:

BINDUNG / BONDING:

Siliziumcarbid Schleifer für Keramik
Silicon carbide abrasives for porcelain

fein

RA

mittel

Arkansas Steine zur Kompositbearbeitung
Arkansas stones for composite finishing

extra fein
extra

RA FG

hart
hard



RA: max. 30.000 min⁻¹
FG: max. 120.000 min⁻¹



10, 100 Stück



Art.-Bez.:	CSG-RA-601	CSG-RA-645	CSG-RA-649	CSG-RA-661	CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-649	CSW-RA-661
Art.-Nr.:	8601	8603	8604	8605	8631	8633	8634	8636
Maße (mm):	–	–	–	–	CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-649	CSW-FG-661
Art.-Nr.:	–	–	–	–	8694	8696	8697	8698
Maße (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7



Set RA 306

Art.-Nr.: 9088

6-teilig



Keramik Porcelain

- DE
- 3-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien
 - Diamantkörnung für höchste Effektivität
 - Schnelle Oberflächenkorrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand



Set RA 305

Art.-Nr.: 9077

9-teilig

1 Glätten

2 Vorpolieren

3 Hochglanzpolieren



DT-W14Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg
7084	7081	7086	7087	7088
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5



grob



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



DT-W14Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf
7184	7181	7186	7187	7188
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5



mittel



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



DT-W14D	W11D	W16D	W17D	W18D
7284	7281	7286	7287	7288
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5



fein



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



Set RA 363

Art.-Nr.: 9092

6-teilig

DIAPRO

Lithium-Disilikat, Feldspatkeramik



DE

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand

Set RA 361

Art.-Nr.: 9085

8-teilig

- 1 Vorpolieren 2 Hochglanzpolieren

mittel
 fein

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück



Art.-Bez.:	DT-W14DPmf	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf	DT-W14DP	W11DP	W16DP	W17DP
Art.-Nr.:	7884	7881	7886	7887	7984	7981	7986	7987
Maße (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5



Set RA 323

Art.-Nr.: 9091

6-teilig

DIACERA

Zirkonoxid, Aluminiumoxid



DE

- Speziell für Vollzirkonrestaurationen
- Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz
- Kein Glanzbrand erforderlich

Set RA 322

Art.-Nr.: 9078

8-teilig

- 1 Vorpolieren 2 Hochglanzpolieren

mittel
 fein

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück



Art.-Bez.:	DT-W14DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	DT-W14DC	W11DC	W16DC	W17DC
Art.-Nr.:	7684	7681	7686	7687	7784	7781	7786	7787
Maße (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5

ECOCERAM

Keramik

- DE
- Zum Glätten und Polieren von Keramikrestaurationen
 - Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
 - Siliziumcarbid Körnung



Set RA 160

Art.-Nr.: 9076

6-teilig

1 Glätten

2 Vorpolieren

3 Polieren



W2BVK	W7VK	W2BNK	W7NK	W2BSK	W7SK
1592	1577	1692	1677	1792	1777
5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10



grob
mittel
fein



7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹



10, 100 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):

UNIVERSAL

Keramik, Komposit, Edelmetall, Amalgam

- DE
- Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien
 - Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an
 - Siliziumcarbid Körnung



Set RA 101

Art.-Nr.: 9070

8-teilig

● Glätten



K11	W11	W1	W5	W7
1011	1081	1071	1075	1077
11 x 6	3 x 7,5	5,5 x 15	9 x 8,5	7 x 10



mittel



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



Set RA 343

Art.-Nr.: 9087

6-teilig



Set RA 342

Art.-Nr.: 9086

6-teilig

DIACOMP® plus

Komposit

DE

- 2-stufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen Kompositmaterialien
- Polierstufen speziell abgestimmt auf den jeweiligen Bearbeitungsschritt
- Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen



Set RA 341

Art.-Nr.: 9073

8-teilig

1 Vorpolieren

2 Hochglanzpolieren



mittel



3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück



Art.-Bez.:	DT-DCP10m	DT-DCP14m	DCP-W11m	DCP1m	DCP2m	DCP3m
Art.-Nr.:	6180	6184	6181	6171	6172	6173
Maße (mm):	11 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5



fein



3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück



Art.-Bez.:	DT-DCP10f	DT-DCP14f	DCP-W11f	DCP1f	DCP2f	DCP3f
Art.-Nr.:	6280	6284	6281	6271	6272	6273
Maße (mm):	11 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5

ECOCOMP

Komposit

- DE
- Für die effiziente Politur von Kompositoberflächen
 - Siliziumcarbid Körnung
 - Hart gebunden für höhere Standzeit



Set RA 210

Art.-Nr.: 9071

8-teilig

1 Vorpulieren

2 Polieren



EC11m	EC3Km	EC7m	EC18m	EC11f	EC3Kf	EC7f	EC18f
5181	5173	5177	5188	5281	5273	5277	5288
3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	10 x 2,5	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	10 x 2,5



mittel
fein



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):

EVEFLEX

Gold, Amalgam, NEM-Legierungen

Set RA 240

Art.-Nr.: 9090

12-teilig



- DE
- Für die Politur von Gold, Amalgam und NEM Legierungen
 - 3-stufiges Poliersystem
 - Siliziumcarbid Körnung

Set RA 209

Art.-Nr.: 9075

9-teilig

1 Glätten

2 Vorpulieren

3 Polieren



ET-AF14	AF11	AF3K	AF7	ET-BV14	BV11	BV3K	BV7	ET-GH14	GH11	GH3K	GH7
4684	4681	4673	4677	4784	4781	4773	4777	4884	4881	4873	4877
14 x 1,6	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	14 x 1,6	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	14 x 1,6	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10



grob
mittel
fein



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



Combi Set 10 mm & 14 mm & Strips

Art.-Nr.: 9009

250-teilig +95RA +95HP

FLEXI-DIA

Keramik, Komposit

- Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung
- Optimierte für die Politur von Keramik
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Extra dünne Kunststoffolie



Starter Set 14 mm

Art.-Nr.: 9006

100-teilig +95RA

● sehr grob ● grob ● mittel ● fein



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



100 Stück
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel



Art.-Bez.:	FD-14Dxg	FD-14Dg	FD-14Dmf	FD-14D	95RA
Art.-Nr.:	9146	9147	9148	9149	9595
Maße (mm):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	–

Combi Set 10 mm & 14 mm & Strips

Art.-Nr.: 9004

250-teilig +95RA +95HP

FLEXI-D

Komposit, Gold, Amalgam

- Flexible Polierscheibchen
- Für die interproximale Anwendung
- Ziehend und schiebend anwendbar
- Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid



Starter Set 14 mm

Art.-Nr.: 9001

100-teilig +95RA

● grob ● mittel ● fein ● extra fein



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



100 Stück
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel



Art.-Bez.:	FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf	95RA
Art.-Nr.:	9141	9142	9143	9144	9595
Maße (mm):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	–

PROPHY *TWIST*

Prophylaxe

- DE
- Entfernt Verfärbungen aller Art
 - Prophy TWIST passt sich der Zahnform an
 - Mit und ohne Polierpaste anwendbar
 - Einwegprodukt
 - Latexfrei



10.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück

PRT-W14

9409

14 x 1,6

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):

PROPHY *plus*

Prophylaxe

- DE
- Lamellen befördern Polierpaste immer wieder zum Zahn
 - Zur Anwendung mit Polierpaste
 - Latexfrei



3.000 – 5.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück

PRP-7

PRP-3K

PRP-3

9401

9406

9405

6 x 11

6 x 7

6 x 8

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



Set PDL4

Art.-Nr.: 9014

9-teilig

DIASTRIPS

Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz

- DE
- Für die manuelle Oberflächenbearbeitung
 - Interdentale Anwendung
 - Lochung führt abgetragenes Material ab



Set PDL2,5

Art.-Nr.: 9012

9-teilig

GROB

MITTEL

FEIN



grob



9 Stück



Stärke (mm): 0,11

Art.-Bez.:

PDL-45/4

PDL-45/2,5

Art.-Nr.:

9101

9106

Maße (mm):

4 x 150

2,5 x 150



mittel



9 Stück



Stärke (mm): 0,10

Art.-Bez.:

PDL-35/4

PDL-35/2,5

Art.-Nr.:

9102

9107

Maße (mm):

4 x 150

2,5 x 150



fein



9 Stück



Stärke (mm): 0,07

Art.-Bez.:

PDL-10/4

PDL-10/2,5

Art.-Nr.:

9103

9108

Maße (mm):

4 x 150

2,5 x 150

Set CSL4

Art.-Nr.: 9018

30-teilig

CARBOSTRIPS

Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz

- DE
- Für die Anpassung der interdentalen Kontaktpunkte (Stripping)
 - Flexible Siliziumcarbid belegte Metallstreifen
 - Mit körnungsfreier Lücke für eine einfachere Anwendung



● GROB

● MITTEL

● FEIN

Set CSL2,5

Art.-Nr.: 9016

30-teilig



Stärke (mm): 0,1



grob



10 Stück

CSL-C/4	CSL-C/2,5
9191	9196
4 x 150	2,5 x 150

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



Stärke (mm): 0,09



mittel



10 Stück

CSL-M/4	CSL-M/2,5
9192	9197
4 x 150	2,5 x 150

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):



Stärke (mm): 0,07



fein



10 Stück

CSL-F/4	CSL-F/2,5
9193	9198
4 x 150	2,5 x 150

Art.-Bez.:

Art.-Nr.:

Maße (mm):

PLUS

DE Flexible Becher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen, Alginat und anderen Materialien.



1 Stück

Art-Bez.:	PLUS200	PLUS400	PLUS600
Art-Nr.:	9600	9601	9602

MIX

DE • Klarsicht-Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff
• Haften an glatten Oberflächen





3 Stück



1 Stück



1 Stück



Art-Bez.:	MIX5	MIX25	MIX75
Art-Nr.:	9620	9621	9622

TRÄGER

DE Präzisionsträger aus Edelstahl für unmontierte Polierer.



RA Träger

Schaftdurchmesser: 2,35 mm

3, 10, 100 Stück

95RA	76RA	99RA	Art.-Bez.:
9595	9576	9599	Art.-Nr.:
–	5	–	Maße (mm):

BOHRERSTÄNDER

- DE
- Bohrerständer für die Aufbewahrung von RA und FG Instrumenten
 - Zur Aufbewahrung von Instrumenten am Arbeitsplatz
 - Vollständig aus Aluminium gefertigt



18 FG + 9 RA

1 Stück

Bur Block RA/FG	Art.-Bez.:
9931	Art.-Nr.:
80 x 25 x 30	Maße (mm):



Perfect Surfaces.

CE 0483
Hinweis: www.eve-rotary.com/downloads
Änderungen, Abweichungen und Irrtümer vorbehalten

DE

Hergestellt von:

EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Strasse 30
D-75179 Pforzheim, Germany

☎ +49 (0) 72 31 97 77 -0
☎ +49 (0) 72 31 97 77 -99
@ info@eve-rotary.com

www.eve-rotary.com

[a]priori

Vertrieben durch:

a priori GmbH & Co KG
Autenbachstr. 17
73035 Göppingen

☎ +49 (0) 71 61 920 39 7
☎ +49 (0) 71 61 948 70 44
@ service@a-priori-dental.de

www.a-priori-dental.de